

				(IFU 840099 Rev A 20-04)
<b>EN</b> <b>DEVICE DESCRIPTION:</b> The device is non-sterile, disposable and for single-patient use. The Safety PEP device is an accessory that connects to the exhalation port of the NebuTech to provide a controllable exhalation resistance. <b>INTENDED PURPOSE:</b> Safety PEP is indicated to enhance aerosol depostion, exercise the lungs and improve secretion clearance. <b>INDICATIONS:</b> Pour les patients ayant une prescription de thérapie PEP. <b>ENVIRONMENT:</b> Hospital, medical clinics, home care <b>PATIENT TARGET GROUP:</b> Pediatric, adult <b>EXPECTED CLINICAL BENEFITS:</b> The resistance of exhalation serves to open closed airways, enhance aerosol depostiion, increase oxygenation and improve bronchial hygiene. <b>CONTRAINDICATIONS:</b> Untreated pneumothorax, inability to tolerate increased work of breathing <b>WARNINGS:</b> Device contains components that may present choking hazard. <b>CAUTIONS:</b> Follow cleaning instructions to avoid risk of infection and contamination <b>INSTRUCTIONS:</b> Contact your country’s Competent Authority to report any serious incident. Dispose of device in accordance with local, state or national regulations. Follow instructions for proper care of device to prevent risk of contamination and injury. This product is disposable and is not intended for prolonged use. Check for leaks at connections and for proper placement prior to use	<b>BENEFICIOS CLÍNICOS ESPERADOS:</b> La resistencia de la espiración sirve para abrir las vías aéreas cerradas, mejorar el depósito del aerosol, incrementar la oxigenación y mejorar la higiene bronquial. <b>CONTRAINDICACIONES:</b> Neumotórax no tratado, incapacidad para tolerar un aumento del trabajo de respiración <b>ADVERTENCIAS:</b> El dispositivo contiene componentes que podrían provocar riesgo de atragantamiento. <b>PRECAUCIONES:</b> Siga las instrucciones de limpieza para evitar el riesgo de infección y contaminación <b>INSTRUCCIONES:</b> Contacte a la Autoridad Competente en su país para informar sobre cualquier accidente grave. Elimine el dispositivo según las normativas locales, provinciales o nacionales. Siga las instrucciones para un adecuado cuidado del dispositivo para evitar el riesgo de contaminación y lesión. Compruebe que no haya fugas en las conexiones y que la colocación sea correcta antes del uso respiratoria. Añadir humidificación si hubiera sequedad o irritación nasal.	<b>αδυναμία ανοχής αυξημένης λειτουργίας της αναπνοής</b> <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. <b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:</b> Τηρήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να αποφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης και ρύπανσης <b>ΟΔΗΓΙΕΣ:</b> Επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή της χώρας σας για να αναφέρετε ένα σοβαρό περιστατικό. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή εθνικούς κανονισμούς. Τηρήστε τις οδηγίες για τη σωστή φροντίδα της συσκευής, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο μόλυνσης και τραυματισμού. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές στις συνδέσεις και για την ορθή τοποθέτηση πριν από τη χρήση.	<b>ANWEISUNGEN:</b> Wenden Sie sich an die zuständige Behörde Ihres Landes, um einen schweren Vorfall zu melden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen, regionalen oder nationalen Vorschriften. Befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Pflege des Geräts, um das Risiko einer Kontamination und Verletzung zu vermeiden. Überprüfen Sie vor der Verwendung an den Anschlüssen auf Undichtigkeiten und achten Sie auf eine korrekte Platzierung.	korrekt placering forud for brugen. <b>SV</b> <b>ENHETSBESKRIVNING:</b> Enheten är osteril, för engångsbruk och patientbunden. Säkerhets-PEP-enheten är ett tillbehör som kopplas till utandningsporten på NebuTech för att ge en kontrollerbar utandningsresistens. <b>AVSETT SYFTE:</b> Säkerhets-PEP är avsedd att öka aerosoldepositionen, träna lungorna och förbättra utsöndringssaneringen. <b>INDIKATIONER:</b> För patienter som ordinerats PEP-behandling. <b>MILJÖ:</b> Sjukhus, läkarkliniker, hemvård <b>PATIENTMÅLGRUPP:</b> Pediatrisk, vuxen <b>FÖRVÄNTADE KLINISKA FÖRDELAR:</b> Resistensen av utandningen öppnar stängda luftvägar, höjer aerosoldepositionen, minskar syresättningen och förbättrar bronkialhygienen. <b>KONTRAINDIKATIONER:</b> Obehandlad pneumothorax, obenågen att tolerera ökat andningsarbete <b>VARNINGAR:</b> Enheten innehåller komponenter som kan utgöra kvävningrisk. <b>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:</b> Följ rengöringsinstruktionerna för att undvika risk för infektion och kontamination <b>INSTRUKTIONER:</b> Kontakta ditt lands kompetenta myndighet för att rapportera allvarliga incidenter. Kassera enheten i enlighet med lokala, regionala eller nationella bestämmelser. Följ instruktionerna för korrekt omhändertagande av enheten för att förebygga risken för kontamination och skada. Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna och att placeringen är korrekt innan användning. <b>VARNINGAR:</b> Enheten innehåller komponenter som kan utgöra kvävningrisk. <b>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:</b> Följ rengöringsinstruktionerna för att undvika risk för infektion och kontamination <b>INSTRUKTIONER:</b> Kontakta ditt lands kompetenta myndighet för att rapportera allvarliga incidenter. Kassera enheten i enlighet med lokala, regionala eller nationella bestämmelser. Följ instruktionerna för korrekt omhändertagande av enheten för att förebygga risken för kontamination och skada. Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna och att placeringen är korrekt innan användning. Enheten kan torkas av med en fuktig trasa. Använd vattenfälla om det blir
<b>FR</b> <b>DESCRIPTION DU DISPOSITIF:</b> Le dispositif est non stérile, jetable et à usage unique. Le dispositif sécurité PEP est un accessoire qui se connecte au port d’expiration du système NebuTech pour fournir une résistance expiratoire contrôlable. <b>USAGE PRÉVU:</b> Le dispositif PEP de sécurité est indiqué pour améliorer le dépôt d’aérosol, exercer les poumons et améliorer la clairance des sécrétions. <b>INDICATIONS:</b> Pour les patients ayant une prescription de thérapie PEP. <b>ENVIRONNEMENT:</b> Hôpital, cliniques médicales, soins à domicile <b>GROUPE CIBLE DE PATIENTS:</b> Enfant, adulte <b>BÉNÉFICES CLINIQUES ESCOMPTÉS:</b> La résistance expiratoire permet d’ouvrir les voies aériennes obstruées, améliore le dépôt d’aérosol, augmente l’oxygénation et améliore l’hygiène bronchique. <b>CONTRE-INDICATIONS:</b> Pneumothorax non traité, incapacité à supporter un travail respiratoire accru <b>AVERTISSEMENTS:</b> Le dispositif contient des composants pouvant constituer un risque d’étouffement. <b>MISES EN GARDE:</b> Respectez les consignes de nettoyage pour éviter tout risque d’infection et de contamination <b>CONSIGNES:</b> Contactez l’autorité compétente de votre pays pour signaler tout incident. Éliminez le dispositif conformément aux réglementations locales, nationales ou de l’État. Respectez les consignes pour une bonne utilisation du dispositif afin d’éviter les risques de contamination et de blessure. Vérifiez l’absence de fuite au niveau des connexions et le positionnement correct avant toute utilisation	<b>DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO:</b> Il dispositivo è monouso e non sterile. Il dispositivo Safety PEP è un accessorio da collegare alla porta di espirazione del NebuTech per applicare una resistenza controllabile nella fase di espirazione. <b>USO PREVISTO:</b> Safety PEP è indicato per migliorare il deposito di aerosol, esercitare i polmoni e migliorare l’eliminazione delle secrezioni. <b>INDICAZIONI:</b> Per tutti i pazienti a cui è stata prescritta la terapia PEP. <b>AMBIENTE:</b> Ospedali, cliniche, cure domiciliari <b>GRUPPO DI PAZIENTI TARGET:</b> Età pediatrica, adulti <b>BENEFICI CLINICI PREVISTI:</b> La resistenza in fase di espirazione serve ad aprire le vie aeree chiuse, a migliorare il deposito dell’aerosol, ad aumentare l’ossigenazione e a migliorare l’igiene bronchiale. <b>CONTROINDICAZIONI:</b> Pneumotorace non trattato, impossibilità di tollerare un maggiore lavoro respiratorio <b>AVVERTENZE:</b> Il dispositivo contiene componenti che possono causare un rischio di soffocamento. <b>PRECAUZIONI:</b> Attenersi alle istruzioni per la pulizia per evitare il rischio di infezioni e contaminazione <b>ISTRUZIONI:</b> Per segnalare qualunque incidente di grave entità, contattare l’autorità competente nel proprio paese. Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali, statali o nazionali. Attenersi alle istruzioni per una corretta gestione del dispositivo al fine di evitare il rischio di contaminazione e lesioni. Prima dell’uso controllare il corretto posizionamento e l’eventuale presenza di perdite in corrispondenza dei raccordi.	<b>ΠΤ</b> <b>DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:</b> O dispositivo é descartável, não esterilizado e para uso individual. O dispositivo Safety PEP é um acessório que se conecta à porta de expiração do NebuTech para fornecer uma resistência à expiração controlável. <b>FINALIDADE:</b> O PEP de segurança é indicado para melhorar a deposição de aerossóis, exercitar os pulmões e melhorar a liberação de secreção. <b>INDICAÇÕES:</b> Para pacientes que receberam terapia com PEP. <b>MEIO AMBIENTE:</b> Hospital, clínicas médicas, atendimento domiciliar <b>GRUPO ALVO DO PACIENTE:</b> Infantil, adulto <b>BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS:</b> A resistência à expiração serve para abrir vias aéreas fechadas, melhorar a deposição de aerossóis, aumentar a oxigenação e melhorar a higiene brônquica. <b>CONTRA-INDICAÇÕES:</b> Pneumotórax não tratado, incapacidade de tolerar aumento do trabalho respiratório <b>AVISOS:</b> O dispositivo contém componentes que podem causar risco de asfixia. <b>CUIDADOS:</b> Siga as instruções de limpeza para evitar riscos de infecção e contaminação <b>INSTRUÇÕES:</b> Entre em contato com a autoridade competente do seu país para relatar qualquer incidente grave. Descarte o dispositivo de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou nacionais. Siga as instruções para o cuidado adequado do dispositivo para evitar riscos de contaminação e fermentos. Verifique se há vazamentos nas conexões e se o local é adequado antes do uso.	<b>DA</b> <b>BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN:</b> Anordningen er ikke-steril og beregnet til engangsbrug på en enkelt patient. Safety PEP er tilbehør, som tilsluttes i udåndingsporten på NebuTech-anordningen for at skabe en kontrollerbar udåndingsmodstand. <b>TILSIGTET BRUG:</b> Safety PEP er indiceret til at styrke aerosoldeponeringen, træne lungerne og forbedre sekretudskillelsen. <b>INDIKATIONER:</b> Til patienter, hvor der er ordineret PEP-behandling. <b>ANVENDELSES MILJØ:</b> Hospitaler, lægehuse, hjemmepleje <b>PATIENTMÅLGRUPPE:</b> Pædiatrisk, voksen <b>FORVENTEDE KLINISKE FORDELE:</b> Udåndingsmodstanden bidrager til at åbne lukkede luftveje, forbedre aerosoldeponeringen, øge iltmætningen og forbedre den bronkiale hygiejne. <b>KONTRAINDIKATIONER:</b> Ubehandlet pneumothorax, ikke i stand til at klare den øgede belastning ved vejtrækning <b>ADVARSLER:</b> Anordningen indeholder komponenter, der kan udgøre en risiko for kvælning. <b>FORHOLDSREGLER:</b> Følg rengøringsvejledningen for at undgå risikoen for infektion og kontaminering. <b>BRUGSANVISNING:</b> Alvorlige hændelser skal indberettes til den ansvarlige myndighed i landet. Anordningen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale, regionale og nationale bestemmelser. Følg vejledningen i korrekt vedligeholdelse af anordningen for at forebygge risikoen for kontaminering og personskader. Kontrollér for lækager ved tilslutningerne og for	korrekt placering forud for brugen. <b>SV</b> <b>ENHETSBESKRIVNING:</b> Enheten är osteril, för engångsbruk och patientbunden. Säkerhets-PEP-enheten är ett tillbehör som kopplas till utandningsporten på NebuTech för att ge en kontrollerbar utandningsresistens. <b>AVSETT SYFTE:</b> Säkerhets-PEP är avsedd att öka aerosoldepositionen, träna lungorna och förbättra utsöndringssaneringen. <b>INDIKATIONER:</b> För patienter som ordinerats PEP-behandling. <b>MILJÖ:</b> Sjukhus, läkarkliniker, hemvård <b>PATIENTMÅLGRUPP:</b> Pediatrisk, vuxen <b>FÖRVÄNTADE KLINISKA FÖRDELAR:</b> Resistensen av utandningen öppnar stängda luftvägar, höjer aerosoldepositionen, minskar syresättningen och förbättrar bronkialhygienen. <b>KONTRAINDIKATIONER:</b> Obehandlad pneumothorax, obenågen att tolerera ökat andningsarbete <b>VARNINGAR:</b> Enheten innehåller komponenter som kan utgöra kvävningrisk. <b>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:</b> Följ rengöringsinstruktionerna för att undvika risk för infektion och kontamination <b>INSTRUKTIONER:</b> Kontakta ditt lands kompetenta myndighet för att rapportera allvarliga incidenter. Kassera enheten i enlighet med lokala, regionala eller nationella bestämmelser. Följ instruktionerna för korrekt omhändertagande av enheten för att förebygga risken för kontamination och skada. Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna och att placeringen är korrekt innan användning. <b>VARNINGAR:</b> Enheten innehåller komponenter som kan utgöra kvävningrisk. <b>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:</b> Följ rengöringsinstruktionerna för att undvika risk för infektion och kontamination <b>INSTRUKTIONER:</b> Kontakta ditt lands kompetenta myndighet för att rapportera allvarliga incidenter. Kassera enheten i enlighet med lokala, regionala eller nationella bestämmelser. Följ instruktionerna för korrekt omhändertagande av enheten för att förebygga risken för kontamination och skada. Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna och att placeringen är korrekt innan användning. Enheten kan torkas av med en fuktig trasa. Använd vattenfälla om det blir
<b>ES</b> <b>DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:</b> El dispositivo es no estéril, desechable y de uso para un solo paciente. El dispositivo Safety PEP es un accesorio que se conecta al puerto del NebuTech para proporcionar una resistencia a la espiración controlable. <b>USO PREVISTO:</b> Safety PEP está indicado para mejorar el depósito del aerosol, ejercitar los pulmones y mejorar la eliminación de la secreción. <b>INDICACIONES:</b> Para pacientes a los que se les ha prescrito terapia PEP. <b>ENTORNO:</b> Hospitales, clínicas médicas, cuidados domiciliarios <b>GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES:</b> Pediátricos, adultos	<b>EL</b> <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:</b> Η συσκευή είναι μη αποστειρωμένη, μιας χρήσης συσκευή για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Η συσκευή Safety PEP είναι ένα αξεσουάρ το οποίο συνδέεται στη θύρα εκπομπής του NebuTech για την παροχή ελεγχόμενης αντίστασης εκπνοής. <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:</b> Η συσκευή Safety PEP ενδείκνυται για τη βελτίωση της απόθεσης αερολυμάτων, την εξάσκηση των πνευμόνων και τη βελτίωση της αποβολής των εκκρίσεων. <b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:</b> Για ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί θεραπεία PEP. <b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:</b> Νοσοκομεία, ιατρικές κλινικές, περιθαλψη κατ’ οίκον <b>ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:</b> Παιδιατρικοί ασθενείς, ενήλικες <b>ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:</b> Η αντίσταση εκπνοής συμβάλλει στο άνοιγμα κλειστών αεραγωγών, στη βελτίωση της απόθεσης αερολυμάτων, στην αύξηση της οξυγόνωσης και στη βελτίωση της βρογχικής υγιεινής. <b>ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:</b> Πνευμοθώρακας που δεν υφίσταται θεραπεία,	<b>DE</b> <b>PRODUKTBESCHREIBUNG:</b> Die nicht-sterile Vorrichtung dient der einmaligen Verwendung und ist zum Einsatz an einem Patienten mit anschließender Entsorgung vorgesehen. Das Zubehörteil Safety PEP lässt sich am Ausatmungsanschluss des NebuTech anschließen und sorgt dort für einen kontrollierbaren Ausatmungswiderstand. <b>VERWENDUNGSZWECK:</b> Safety PEP dient der Steigerung der Aerosolablagerung, dem Training der Lungen und der Verbesserung der Sekretabgabe. <b>INDIKATIONEN:</b> Für Patienten, denen eine PEP-Therapie verschrieben wurde. <b>UMGEBUNG:</b> Krankenhaus, medizinische Kliniken, häusliche Pflege <b>PATIENTENZIELGRUPPE:</b> Pädiatrisch, Erwachsene <b>ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN:</b> Der Ausatemwiderstand dient dazu, verschlossene Atemwege zu öffnen, die Aerosolablagerung zu verbessern, die Sauerstoffversorgung zu steigern und die Bronchialhygiene zu verbessern. <b>KONTRAINDIKATIONEN:</b> Unbehandelter Pneumothorax, Unfähigkeit, stärkere Atembelastung zu tolerieren <b>WARNHINWEISE:</b> Das Gerät enthält Komponenten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. <b>VORSICHTSMABNAHMEN:</b> Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung, um das Risiko einer Ansteckung oder Kontamination zu vermeiden.	<b>DA</b> <b>BESKRIVELSE AV ENHETEN:</b> Enheten er ikke-steril, til engangsbrug og for én pasient. PEP-sikkerhetsutstyr er et tilbehør som kobles til utåndingsporten på Nebutech for å gi en kontrollerbar utåndingsmotstand. <b>TILSIKTET FORMÅL:</b> Sikkerhet-PEP har til hensikt å øke deponering av aerosol, trene lungene og forbedre klarering av sekresjon. <b>INDIKASJONER:</b> For pasienter som har fått foreskrevet PEP-terapi. <b>MILJØ:</b> Sykehus, medisinske klinikker, hjemmesykepleie <b>PASIENT-MÅLGRUPPE:</b> Barn, voksne <b>FORVENTEDE KLINISKE FORDELER:</b> Motstanden mot utånding tjener til å åpne lukkede luftveier, forbedre deponering av aerosol, øke oksygenering og forbedre bronkial-hygiene. <b>KONTRAINDIKASJONER:</b> Ubehandlet pneumothorax, manglende evne til å tåle økt pustearbeid <b>ADVARSLER:</b> Enheten inneholder komponenter som kan utgjøre kvelningsfare. <b>FORHOLDSREGLER:</b> Følg instruksjonene for rengjøring for å unngå risiko for infeksjon og forurensning <b>INSTRUKSJONER:</b> Kontakt ditt lands kompetente myndighet for rapportering om alvorlige lidelser. Avhend enheten i samsvar med lokale, statlige eller nasjonal forskrifter. Følg instruksjonene for å ta vare på denne enheten slik at risiko for forurensning og personskade kan forhindres. Sjekk for lekkasjer ved tilkoblinger og for korrekt plassering før bruk. <b>FI</b> <b>LAITTEEN KUVAAUS:</b> Laite on ei-steriili, kertakäyttöinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdellä potilaalla. PEP-turvalaite on lisävaruste, joka on yhdistetty NebuTech:in	

<p style="text-align: center;"><b>FI (cont.)</b></p> <p>uloshengitysporttiin ja jonka tehtävä on varmistaa hallittu uloshengitysvastus.</p> <p><b>KÄYTTÖTARKOITUS:</b> PEP-turvallaitteen tehtävä on parantaa aerosolin vastaanottoa, harjoittaa keuhkoja ja parantaa eritepuhdistumaa.</p> <p><b>INDIKAATIOT:</b> Potilaille, joille on määrätty PEP-terapia.</p> <p><b>YMPÄRISTÖ:</b> Sairaalat, klinikat, kotihoito</p> <p><b>POTILASKOHDERYHMÄ:</b> Lapset, aikuiset</p> <p><b>DOTETUT KLIINISET EDUT:</b> Uloshengityksen vastustuksen on tarkoitus avata sulkeutuneet hengitystiet, parantaa aerosolikerrosta, kasvattaa hapetusta ja parantaa keuhkoputkihygieniää.</p> <p><b>VASTASYYT:</b> Hoitamaton ilmarinta, kykenemättömyys kestää voimakkaampaa hengitystä</p> <p><b>VAROITUSKSET:</b> Laite sisältää osia, joista voi aiheutua tukehtumisvaara.</p> <p><b>VAROTOIMET:</b> Noudata puhdistusohjeita välttääksesi infektioiden ja kontaminaation riskin</p> <p><b>OHJEET :</b> Kaikista vaarallisista tilanteista on ilmoitettava käyttömaassa toimivalle, asiaan kuuluvalla viranomaiselle. Hävitä laite paikallisten, alueellisten tai kansallisten määräysten mukaan. Follow instructions for proper care of device to prevent risk of contamination and injury. Tarkasta ennen käyttöä, etteivät liitännät vuoda ja että ne on kunnolla paikoillaan.</p> <p style="text-align: center;"><b>PL</b></p> <p><b>OPIS URZĄDZENIA:</b> Urządzenie jest niejałowe, jednorazowe i przeznaczone do użycia u jednego pacjenta. Zabezpieczenie PEP jest urządzeniem akcesoryjnym, przeznaczonym do podłączenia do portu wydechowego urządzenia NebuTech w celu zapewnienia kontrolowanego oporu wydechowego.</p> <p><b>PRZEZNACZENIE:</b> Zabezpieczenie PEP jest przeznaczone do zwiększania depozycji aerozolu, ćwiczenia płuc i utrwiania usuwania wydzielin.</p> <p><b>WSKAZANIA:</b> Dla pacjentów, którym zalecono terapię PEP.</p> <p><b>ŚRODOWISKO:</b> Szpitale, kliniki, opieka domowa</p> <p><b>DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW:</b> Dzieci, dorośli</p> <p><b>OCZEKIWANE KORZYŚCI KLINICZNE:</b> Opór wydechowy umożliwia otwarcie zamkniętych dróg oddechowych, zwiększanie depozycji aerozolu, zwiększenie natlenienia i poprawienie higieny płuc.</p> <p><b>PRZECIWSKAZANIA:</b> Nieleczona odma opłucnowa, nietolerancja zwiększonego wysiłku oddechowego</p> <p><b>OSTRZEŻENIA:</b> Urządzenie zawiera elementy, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia.</p> <p><b>PRZESTROGI:</b> Aby uniknąć ryzyka infekcji i zanieczyszczenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia.</p> <p><b>INSTRUKCJE:</b> Aby zgłosić poważny incydent, należy skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym. Urządzenie należy usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi. Przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej konserwacji urządzenia, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia i obrażeń. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość położenia ryzyku zanieczyszczenia i obrażeń. Ten produkt jest jednorazowy i nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość położenia. Urządzenie można przecierać wilgotną ściereczką. Jeśli występuje nadmiar kondensatu, należy użyć skraplacza. Jeśli u pacjenta wystąpiła</p>			<p style="text-align: center;"><b>O</b></p>	
--	--	--	---	--