


# TRACH-VAC SUBGLOTTISCHE ABSAUGUNG ENDOTRACHEALTUBUS MIT FLEX-TIP™


LATEXFREI | EINMALGEBRAUCH | EINWEG | DEHP-FREI

Nutzen Sie die Einfachheit des Flex-Tip™ für Ihre anspruchsvollsten Intubationen auf der Intensivstation und reduzieren Sie die erforderliche Zeit für die Durchführung der Intubation und das Insertionstrauma für Ihre gefährdetsten Patienten. 6-28 % aller Intubationen auf der Intensivstation werden als „schwierig“ eingestuft. Die subglottische Absaugung des Endotrachealtubus Flex-Tip verringert nachweislich die Anzahl der beatmungsassoziierten Pneumonien bei beatmeten Patienten, ermöglicht eine weniger traumatische Insertion und erhöht die „First-Pass-Erfolgsrate“<sup>1</sup>.



Dual Murphy Eyes unterstützen den kollateralen Gasfluss

Der konische und zentrierte Flex-Tip gleitet sicher entlang der Anatomie der Atemwege



FLEX-TIP™  
Spitze für Endotrachealtubus

STANDARD  
Spitze für Endotrachealtubus

Erhältlich entweder mit strapazierfähiger PVC-Manschette oder ultradünner Polyurethan-Manschette

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MANSCHETTEN-DIA.	ID	OD	PK
I-SFTVVC-60-100	TrachVac mit PVC-Manschette	25 mm	6,0 mm	9,0 mm	10
I-SFTVVC-65-100	TrachVac mit PVC-Manschette	25 mm	6,5 mm	9,8 mm	10
I-SFTVVC-70-100	TrachVac mit PVC-Manschette	26 mm	7,0 mm	10,4 mm	10
I-SFTVVC-75-100	TrachVac mit PVC-Manschette	26 mm	7,5 mm	11,2 mm	10
I-SFTVVC-80-100	TrachVac mit PVC-Manschette	28 mm	8,0 mm	11,8 mm	10
I-SFTVVC-85-100	TrachVac mit PVC-Manschette	28 mm	8,5 mm	12,6 mm	10
I-SFTVVC-90-100	TrachVac mit PVC-Manschette	28 mm	9,0 mm	13,1 mm	10
I-SFTVPU-60-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	20 mm	6,0 mm	9,0 mm	10
I-SFTVPU-65-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	24 mm	6,5 mm	9,8 mm	10
I-SFTVPU-70-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	24 mm	7,0 mm	10,4 mm	10
I-SFTVPU-75-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	26 mm	7,5 mm	11,2 mm	10
I-SFTVPU-80-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	26 mm	8,0 mm	11,8 mm	10
I-SFTVPU-85-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	30 mm	8,5 mm	12,6 mm	10
I-SFTVPU-90-100	TrachVac mit Polyurethan-Manschette	30 mm	9,0 mm	13,1 mm	10

<sup>1</sup>Radesic BP, Winkelman C, Einsporn R., Klees J. Einfache Intubation mit dem Parker Flex-Tip oder einem Standard-Mallinckrodt-Endotrachealtubus unter Verwendung eines Videolaryngoskops (Glidescope). AANA J. 2012;80:363-372.