

# 动脉血气 (ABG) 采样

不含乳胶 | 一次性使用 | 用完即弃

动脉血气 (ABG) 采样是一种侵入性程序，可能导致意外针刺伤害和接触血源性病原体。Pulset™ ABG 注射器配备 SafetyTip™ 针刺保护装置，有助于在您的护理环境中预防意外的针刺伤害。SafetyTip™ 与注射器针头采用一体化设计，符合有关针头安全的建议。Pulset™ 还具备其他附加功能，是当今医疗保健领域使用的最简便快捷的 ABG 注射器之一。



穿刺套件



动脉管路套件



SafetyTip™ 注射器经过特别设计，可让操作人员清楚地看到穿刺部位。注射器的针头斜面朝上，护套可折下与针筒平齐，让操作人员获得清晰、无阻挡的视野。此外，注射器的双重锁定设计获得专利，可牢牢地盖住针头并发出咔哒声，从而提高操作人员的安全性。

## PULSET™ 优势

### 针刺保护装置 (SAFETYTIP™)

- SafetyTip 与针头连接，斜面朝上/处于预备位置
- SafetyTip 装置可沿注射器反向折叠，以便操作人员清晰地看到穿刺部位
- 单手启动

### 排气活塞

- 无需手动清除气泡
- 简化从穿刺采样到实验室送样之间的步骤

### 干平衡肝素锂-锌

- 消除钙电解质误差
- 易与血液混合，防止凝血

### 薄壁针技术

- 流速可与标准针头媲美
- 穿刺部位面积更小，减少患者疼痛

1cc Pulset 注射器 (有通气孔)

产品	描述	酒精备皮	碘伏备皮	纱布	冰袋	绷带	Q-CORK	患者标签	数量
3103-91*	23g x 1" 针头 (带护套), 25u BH								100
3105-91*	25g x 5/8" 针头 (带护套), 25u BH								100
3165-91	升级版套件, 25g x 5/8" 针头 (带护套), 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3173-91	完整套件: 25g x 5/8" 针头, 23g x 1" 无菌针头, 25u BH	X	X	X	X	X	X	X	100

3cc Pulset 注射器 (有通气孔)

产品	描述	酒精备皮	碘伏备皮	纱布	冰袋	绷带	Q-CORK	患者标签	数量
3302-91*	22g x 1" 针头 (带护套), 25u BH								100
3303-91*	23g x 1" 针头 (带护套), 25u BH								100
3362-91	升级版套件, 22g x 1" 针头 (带护套), 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3362-91S	升级版套件, 22g x 1" 针头 (鲁尔滑锁, 带护套), 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3363-91	升级版套件, 23g x 1" 针头 (带护套), 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3373-91	完整套件: 23g x 1" 针头 (带护套), 22g x 1.5" 无菌针头 (带护套), 25u BH	X	X	X	X	X		X	100

脐带血气采样套件

产品	描述	酒精备皮	碘伏备皮	纱布	冰袋	绷带	Q-CORK	患者标签	数量
3182-91	脐带血气采样套件, (2) 22g x 1" 注射器 (带针头护套), 25u BH				X			X (2)	100

带钝头套管

产品	描述	数量
3100-30*	动脉管路 1cc 钝头套管注射器, 25u BH	100
3300-30*	动脉管路 3cc 钝头注射器, 25u BH	100

动脉管路

产品	描述	数量
3100-20*	动脉管路 1cc 注射器, 3cc 废液注射器, 25u BH	100
3100-25*	动脉管路 1cc 注射器, 25u BH	100
3300-21*	动脉管路 3cc 注射器, 5cc-6cc 废液注射器, 25u BH	100
3300-25*	动脉管路 3cc 注射器, 25u BH	100

\*产品带有 CE 认证标志。